

## FACE MASK (GB)

**Type IIR approved in accordance with EN 14683:2019**

**Intended use:** Prevention towards spread of infectious breath, cough and sneeze.

Protection against inhalation of airborne particles such as dust, pollen and transmittable bacteria and vira.

### Instruction for use:

1. Wash your hands thoroughly before AND after wearing.
2. Take hold of the mask at the upper edge, where the nasal clamp is felt and with the blue side facing outwards.
3. Place the nasal clamp over the nasal ridge and apply pressure to fasten the mask.
4. Holding the nasal clamp gently pull the lower edge of the mask downwards in order to expand the mask.
5. Place the earstrings firmly around ears.
6. Gently press the nasal bridge clamp around the nose to ensure a tight fit and adhesion.
7. Spread and unfold until it covers the chin completely, leaving no gaps between the mask cheeks and chin.
8. Dispose in closed bin

**Warning: Single use only. Do not use if the mask is dirty or broken. Keep out of reach of children. Non sterile.**

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

## ANSIGTS MASKE (DK)

**Type IIR godkendt i henhold til EN 14683:2019**

**Anvendelsesformål:** Forebyggelse mod spredning af smitsom åndedæret, hoste og nys.

Beskyttelse mod indånding af luftbårne partikler såsom støv, pollen og transmitterbare bakterier og vira.

### Brugsanvisning:

1. Vask hænderne grundigt før OG efter brug.
2. Tag fat i masken i den øverste kant, hvor næseklemmen mærkes og med den blå side udad.
3. Placer næseklemmen over næseryggen, og tryk på for at fastgøre masken.
4. Hold næseklemmen forsigtigt, og træk den nedre kant af masken nedad for at udvide masken.
5. Placer ørestrengene godt rundt om ørerne.
6. Tryk forsigtigt på næsebroklemmen omkring næsen for at sikre en tæt pasform og vedhæftning.
7. Spred og fold ud, indtil det dækker hagen fuldstændigt, uden at der er mellemrum mellem

maske kinderne og hagen.

8. Bortskaf i lukket skraldespand

**Advarsel: Kun til engangsbrug. Brug ikke, hvis masken er beskidt eller ødelagt. Opbevares utildgængeligt for børn. Ikke steril.**

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og / eller patienten er etableret.

## ANSIKTSMASKE (NO)

**Type IIR godkjent i samsvar med EN 14683:2019**

**Anvendelsesformål:** Forebygge spredning av smittsom åndedrett, hoste og nysing.

Beskyttelse mot innånding av luftbårne partikler som støv, pollen og transmitterbare bakterier og virus.

### Bruksanvisning:

1. Vask hendene grundig før OG etter bruk.
2. Ta tak i maskens øverste kant, hvor neseklemmen er markert og med den blå siden utover.
3. Plasser neseklemmen over neseryggen, og trykk for å feste masken.
4. Hold forsiktig i neseklemmen, og trekk i den nedre kanten av masken for å utviden den.
5. Plasser ørestrikkene godt rundt ørene.
6. Trykk forsiktig på neseklemmen rundt nesen for å sikre en tett passform og plassering.
7. Spre og brett ut til den dekker haken fullstendig, uten at det er mellomrom mellom maskens skinn og hake.
8. Kastes i lukket søppelbøtte.

**Advarsel: Kun til engangsbruk. Må ikke brukes hvis masken er skitten eller ødelagt. Oppbevares utenfor barns rekkevidde. Ikke steril.**

Enhver alvorlig hendelse som yner sted i forbindelse med produktet, skal rapporteres til produsenten og den aktuelle myndighet hvor brukeren og / eller pasienten oppholder seg.

## ANSIKTSMASK (SE)

**Typ IIR godkendt i enlighet med EN 14683:2019**

**Anvendningsområde:** Forebygger spridning av smittsam andedrækt, hosta och nysning. Skyddar mot inandning av luftburna partiklar såsom damm, pollen och överföringsbara bakterier och virus.

### Bruksanvisning:

1. Tvätta händerna noga före och efter användande.
2. Ta tag i maskens översta kant där näsklamman känns och med den blå sidan utåt.
3. Placera näsklamman över näsryggen och tryck för att

sätta fast masken.

4. Håll näsklamman försiktigt och dra den nedre delen av masken nedåt för att utvidga masken.

5. Placera öronbanden runt om öronen.

6. Tryck försiktigt på näsbroklamman runt nästan för att säkerställa så det håller tätt.

7. Vik ut tills hakan täcks utan att det är mellanrum mellan mask kinder och haka.

8. Släng i stängd papperskorg.

**Endast för engangsbruk. Använd inte om masken är smutsig eller trasig. Förvaras oåtkomligt för barn. Ej steril.**

Om någon olycka skulle inträffa som har ett samband med enheten, skall det rapporteras till producenten och den sakkunniga myndigheten, där användaren och / eller patienten befinner sig.

## KASVOMASKI (FI)

**Tyyppi IIR, hyväksytty standardin EN 14683:2019 mukaisesti**

**Käyttötarkoitus:** Infektoituneen hengityksen, yskän ja roiskeiden leviämisen estäminen. Suojaa ilmassa leijuvalla polylytä, siitepölyltä sekä bakteereilta.

### Käyttöohje:

1. Pese kätesi huolellisesti ennen ja jälkeen käytön.
2. Tartu maskin yläreunaan nenävahvikkeen kohdalta, sininen puoli ulospäin.
3. Sijoita nenätuki nenän yli ja kiristä paikoilleen.
4. Pidä nenätuesta kiinni ja vedä maskia alareunasta laajentaaksesi sitä.
5. Kiinnitä nauhat korvien ympäri tukevasti.
6. Paina nenävahviketta kevyesti, jotta maski on tukevasti paikallaan.
7. Levitä maskia kunnes se peittää leuan kokonaan, tarkasta ettei leuan ja maskin väliin jää aukkoja.
8. Hävitä suljetussa roikksessa.

**Varoitus: Kertakäyttöinen. Älä käytä rikkinäistä tai likaista maskia. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Ei steriili.**

Mikäli käytön yhteydessä ilmenee vakavia ongelmia, ota yhteys tuotteen valmistajaan sekä paikallisiin viranomaisiin.

## GEZICHTSMASKER (NL)

**Type IIR goedgekeurd volgens EN 14683:2019**

**Beoogd gebruik:** Preventie tegen verspreiding van besmettelijke adem, hoesten en niezen.

Bescherming tegen inademing van in de lucht zwevende deeltjes zoals stof, pollen en overdraagbare bacteriën en virussen.

### Gebruiksaanwijzing: